

MICROSPICULE MATRIX® [PHX]

PROFESIONALNI TRETMAN BIOSTIMULACIJE KOŽE

PROTOKOL

TRAJANJE: 60 min.

TIP KOŽE: Preporučuje se za sve tipove kože, osobito za kožu koja pokazuje znakove starenja, gubitak čvrstoće, beživotnost, neujednačenu teksturu ili ten te djeluje devitalizirano.

PREDNOSTI: Napredni profesionalni tretman biostimulacije kože, osmišljen kao prilagodljiv sustav koji se može prilagoditi različitim potrebama kože. Kombinira ciljane mezo-aktivne sastojke, regenerativnu aktivacijsku matricu (koja sadrži PDRN, hijaluronsku kiselinu i NAD+) te tehnologiju mikrosplikula kako bi potaknuo aktivaciju kože, povećao staničnu energiju i poboljšao njezinu cjelokupnu kvalitetu. Rezultat je revitaliziran, blistav, ujednačen i gladak ten mladolikog izgleda.

PROIZVODI



ČIŠĆENJE, PILING I PROČIŠĆAVANJE

DVOFAZNA MICELARNA OTOPINA
Sredstvo za uklanjanje šminke s očiju

MICELARNI BALM TO OIL
Površinsko čišćenje

MATIRAJUĆA PJENA U GELU /
BOGATA PJENA U MLIJEKU
Dubinsko čišćenje

TERMALNA KONCENTRIRANA VODA
Za uspostavljanje ravnoteže

ENZIMSKI GEL ZA OBNAVLJANJE /
PILING S KISELINAMA ZA OBNAVLJANJE
Piling

1. LIFTING / REPLENISHING / REVITALIZING / BRIGHTENING / TONE PERFECTING COMPLEX PRO

Sterilni profesionalni koncentrat osmišljeni za prilagodbu tretmana MICROSPICULE MATRIX PHX® potrebama kože. Kombiniraju zajedničku regenerativnu bazu PDRN-a i hijaluronske kiseline s ciljanim aktivnim sastojcima koji djeluju na čvrstoću, gustoću, vitalnost, blistavost ili ujednačenost tena. Njihova vodena tekstura koja se brzo upija olakšava nanošenje i priprema kožu za fazu aktivacije pomoću kreme Energizing Cream PRO.

Ključni sastojci:

LIFTING COMPLEX PRO: PDRN, hijaluronska kiselina, egzozomi zelene mandarine s otoka Jeju, peptidi za učvršćivanje (lifting) i ekstrakt gledicije za učvršćivanje.

REPLENISHING COMPLEX PRO: PDRN, hijaluronska kiselina, kompleks od 14 aminokiselina, peptidi za povećanje gustoće koji potiču stvaranje kolagena i organski silicij.

REVITALIZING COMPLEX PRO: PDRN, hijaluronska kiselina, derivat vitamina C, vitamini B1, B3, B5 i B6 te peptid za obnovu kože.

BRIGHTENING COMPLEX PRO: PDRN, hijaluronska kiselina, glutation, derivat vitamina C i antioksidativni peptid.

TONE PERFECTING COMPLEX PRO: PDRN, hijaluronska kiselina, traneksaminska kiselina, peptidi za ujednačavanje tena, arbutin i derivat vitamina C.

Pakiranje: 6 bočica od 5 ml (sterilne).

2. ENERGIZING CREAM PRO

Profesionalna krema za aktivaciju formulirana s 10.000 ppm (1 %) slatkododnih mikrosplikula i NAD+-om, osmišljena za poticanje epidermalne biostimulacije, poboljšanje prodiranja kozmetičkih aktivnih sastojaka i revitalizaciju kože.

Predstavlja aktivacijsku jezgru metode MICROSPICULE MATRIX PHX® te na kontroliran i postupan način pojačava stimulaciju kože. Njezino djelovanje pridonosi poboljšanju teksture, mekoće, vitalnosti i cjelokupne kvalitete kože, čime se pojačavaju vidljivi rezultati profesionalnog tretmana.

Ključni sastojci:

Slatkododne mikrosplikule, NAD+, bisabolol, alantoin, derivat vitamina E i kompleks morskih minerala i termalne vode.

Pakiranje: tuba od 125 g

SKEYNDOR ACADEMY

3. COOLING SKIN-COMFORT PEEL-OFF MASK

Osvežavajuća PELL OFF maska pruža trenutnu ugodu i ponovnu uspostavu ravnoteže kože nakon faze profesionalne aktivacije.

Njezin učinak hlađenja pomaže ublažiti osjećaj vrućine, zategnutosti ili nelagode, pružajući ugodan osjećaj smirenja i osveženja. Pomaže normalizirati izgled kože nakon tretmana, čineći je mekšom, ugodnijom i vidljivo smirenom.

Ključni sastojci:

Alpski runolist i mentolkompleks za neuro-hlađenje.

Pakiranje: Vrećice – 6 × 27 g (faza u prahu) + 6 × 100 g (faza gela).

	PROIZVOD I KVALITETA	OPIS
1. RITUAL DOBRODOŠLICE		Smjestite klijenta udobno na stol za tretmane. Započnite ritual dobrodošlice slijedeći upute za specifičnu Skeyndor masažu.
2. PRIPREMA KOŽE 18 min.	 3 ml 5 ml 6 ml 4 ml 5 ml	ČIŠĆENJE Uklonite šminku s područja oko očiju i usana pomoću proizvoda MICELLAR BIPHASIC . Navlažite blazinice i nježno prebrišite oči dok ne uklonite sve tragove šminke. Uklonite šminku s lica, vrata i dekoltea pomoću proizvoda MICELLAR BALM-TO-OIL . Nanesite proizvod izravno na kožu i umasirajte ga klizećim pokretima dok ne prijede u lagano ulje za čišćenje. Zatim navlažite ruke vodom i emulgirajte proizvod dok ne poprimi mliječnu teksturu. Na kraju ga uklonite pomoću ručnika i blago hladne vode. Dubinski očistite kožu proizvodom MATTIFYING FOAM-IN-GEL ili RICH FOAM-IN-MILK , ovisno o tipu kože. Nanesite proizvod izravno na očišćenu kožu i umasirajte ga kako biste otopili masnoće i nečistoće. Zatim navlažite ruke vodom i zapjenite proizvod u laganu pjenu (mousse). Uklonite ga pomoću ručnika i tople vode. Ponovno uspostavite ravnotežu kože pomoću proizvoda THERMAL CONCENTRATE WATER . Raspršite ga po licu, vratu i dekolteu te pustite da se upije. EKSFOLIJACIJA (opcionalno) Provedite eksfolijaciju proizvodom RENEWING ACID PEEL GEL ili RENEWING ENZYMATIC PEEL GEL , ovisno o tipu kože. Rasporedite gel po licu, vratu i dekolteu. Ostavite da djeluje 2 – 10 minuta. Uklonite proizvod pomoću SKEYNDOR ručnika navlaženih toplom vodom. Ponovno uspostavite ravnotežu kože pomoću proizvoda THERMAL CONCENTRATE WATER . Raspršite ga po licu, vratu i dekolteu te pustite da se upije.
3. TRETMAN 35 min.	 5 ml 5 g 27 g 100 g	1. PRO COMPLEX (4–6 min.) Odaberite najprikladniji PRO COMPLEX koncentrat ovisno o potrebama kože i cilju tretmana: LIFTING , NADOKNADA VOLUMENA , REVITALIZACIJA , POSVJETLJIVANJE ili UJEDNAČAVANJE TENA . Pripremite odabrani PRO COMPLEX . Izvucite sadržaj bočice pomoću sterilne štrcaljke za doziranje; to možete učiniti uklanjanjem čepa i izvlačenjem koncentrata uskom štrcaljkom od 2,5 ml koja odgovara promjeru bočice. Nanesite na lice, vrat i dekolte nježnim, klizećim pokretima ruku i uz kontrolirani pritisak dok se proizvod potpuno ne upije. Tijekom nanošenja posebnu pozornost posvetite područjima kojima je potrebna najveća njega kako biste prilagodili tretman i pripremili kožu za fazu profesionalne aktivacije. Preporučuje se uporaba rukavica tijekom nanošenja. 2. ENERGIZING CREAM PRO (7–12 min.) Nastavite nanošenjem približno 5 g kreme ENERGIZING CREAM PRO na lice, vrat i dekolte. Proizvod nanosite postupno, obrađujući dio po dio kako biste osigurali ravnomjerno nanošenje i postupnu aktivaciju kože. Primjenjujte nježne ručne masažne pokrete uz kontrolirani površinski pritisak, prilagođavajući intenzitet, brzinu i trajanje tretmana podnošljivosti kože i osjećaju klijenta. Tijekom nanošenja preporučuje se uporaba rukavica. Izbjegavajte izravan dodir s očima i usnama. Ne nanosite na otvorene rane, oštećenu kožu, aktivni ekcem ili jako nadražena područja. 3. COOLING SKIN-COMFORT PEEL-OFF MASK (15 min.) Nastavite s nanošenjem COOLING SKIN-COMFORT PEEL-OFF maske . U zdjelicu ulijte fazu u prahu i polako dodajte fazu u obliku gela ; miješajte dok ne dobijete glatku pastu srednje gustoće bez grudica. Odmah je nanesite na lice, vrat i dekolte pomoću špatule, izbjegavajući područje oko očiju i usana. Ostavite da djeluje približno 15 minuta , odnosno dok se ne osuši. Za to se vrijeme preporučuje ritual masaže vlosišta . Pažljivo uklonite masku u jednom komadu, a zatim postupak završite nježnim ispiranjem ili upotrebom hladnog, vlažnog ručnika kako biste uklonili ostatke proizvoda i mikroiglice s površine kože bez pretjeranog trljanja.
4. ZAVRŠETAK TRETMANA 2 min.	 3 ml 3 ml	Tretman završite nanošenjem fotoprotektivne kreme: DD CREAM AGE DEFENSE SPF50 u nijansi koja odgovara tenu klijenta ili AGE PHOTO DEFENSE PROTECTIVE CREAM SPF50+ . Nanesite dovoljnu količinu kreme kako bi koža bila zaštićena i pružala osjećaj ugođe.